

Anticorpo Policlonale Anti-Map3K11 Da Coniglio Per Wb, Elisa - Q16584

Numero articolo: CM0020517



introduzione

Anticorpo policlonale da coniglio che bersaglia la MAP3K11 (MLK3) umana. Adatto per rilevazione Western blot e ELISA. Riconosce la MAP3K11 di topo. Immunogeno proteico ricombinante (aa 140-260). Utile per lo studio delle vie di segnalazione MAPK e della proliferazione cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	MAP3K11 Rabbit pAb
Note/Alias	MLK3; PTK1; SPRK; MLK-3; MEKK11; MAP3K11
Specie	Umana
GeneID (Umana)	4296
GeneID	4296
Immunogeno	Proteina Ricombinante (Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 140-260 della MAP3K11 umana, NP_002410.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Topo
SWISS	Q16584
Peso Proteico	93kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio