


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Map3K14 (Nik) Per Wb/Elisa - Q99558

Numero articolo: CM0015540



introduzione

Esplora la segnalazione NF- κ B non canonica con questo anticorpo policlonale di coniglio anti-MAP3K14 (NIK), validato per WB ed ELISA con reattività crociata su ratto. Essenziale per la ricerca sulla risposta immunitaria e sull'organogenesi linfoide.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	MAP3K14 Rabbit pAb
Note/Alias	HS; NIK; HSNIK; FTDCR1B; MAP3K14
Specie	Umano
ID Gene	9020
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 330-662 di MAP3K14 umano (NP_003945.2).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Rat
SWISS	Q99558
Peso Proteico	104kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio