

Anticorpo Policlonale Anti-Map3K4 Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Y6R4

Numero articolo: CM0019696

introduzione

Anticorpo policlonale rabbit anti-MAP3K4 di alta qualità per applicazioni WB, IHC-P, ELISA. Reagisce con MAP3K4 umano e di ratto (peso molecolare previsto ~182 kDa). Strumento essenziale per lo studio delle vie di segnalazione delle MAP chinasi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	MAP3K4 Rabbit pAb
Note/Alias	MTK1; MEKK4; MEKK 4; MAPKKK4; PRO0412; MAP3K4
Specie	Uomo
GeneID	4216
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 1-100 di MAP3K4 umano (NP_005913.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Crociata	Uomo, Ratto
SWISS	Q9Y6R4
Peso Proteico	182 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio