

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Map3K4 Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Y6R4

Numero articolo: CM0003745

introduzione

Questo anticorpo monoclonale di coniglio prende di mira la MAP3K4 (MEKK4) umana, una chinasi nella via di segnalazione MAPK. Validato per WB, IHC-P e ELISA, presenta reattività crociata con topo e ratto. Peso molecolare 182 kDa.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	MAP3K4 Rabbit mAb
Note/Alias	MTK1, MEKK4, MEKK 4, MAPKKK4, PRO0412, MAP3K4
Specie	Umana
GeneID (Umana)	4216
Immunogeno	Peptide sintetico: un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli aminoacidi 100-200 della MAP3K4 umana (Q9Y6R4).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umana, Topo, Ratto
SWISS	Q9Y6R4
Peso proteico	182kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio