

Anticorpo Policlonale Anti-Map3K5 Per Wb, Elisa - Q99683

Numero articolo: CM0016450



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro MAP3K5/ASK1 (Q99683), validato per WB e ELISA. Rileva MAP3K5 umana, di topo e di ratto, una chinasi chiave nella segnalazione dello stress e dell'apoptosi. Ideale per la ricerca sulla segnalazione cellulare e l'apoptosi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifica
Nome prodotto	MAP3K5 Rabbit pAb
Note/Alias	ASK1; MEK5; MAPKKK5; MAP3K5
Specie	Umana
ID gene (Umana)	4217
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-161 di MAP3K5 umana (NP_005914.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività incrociata	Umana, Topo, Ratto
SWISS	Q99683
Peso proteico	155kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio