


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Map3K8 Per Wb, Elisa - P41279

Numero articolo: CM0015330



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che bersaglia MAP3K8 (COT/TPL2) umano, validato per WB e ELISA. Ha reattività crociata con topo e ratto. Utile per lo studio della segnalazione MAPK/ERK mediata da TLR4, della produzione di citochine e delle risposte immunitarie.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	MAP3K8 Rabbit pAb
Note/Alias	COT, EST, ESTF, TPL2, AURA2, MEKK8, Tpl-2, c-COT, MAP3K8
Specie	Umana
GeneID (Umana)	1326
GeneID	1326
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 1-100 di MAP3K8 umano (NP_005195.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umana, Topo, Ratto
SWISS	P41279
Peso proteico	53kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio