

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Map4K2 Per Wb E Elisa - Q12851

Numero articolo: CM0020144

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-MAP4K2 validato per WB ed ELISA, che riconosce le proteine umane, murine e ratto. Targetizza la chinasi GCK coinvolta nelle vie di segnalazione MAPK e Hippo.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	MAP4K2 Rabbit pAb
Note/alias	GCK; BL44; RAB8IP; MAP4K2
Specie	Umano
GenelD (umano)	5871
GenelD	5871
Immunogeno	Proteina ricombinante
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo, ratto
SWISS	Q12851
Peso della proteina	92 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante