

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Map4K3 Per Wb E Elisa - Q8Ivh8

Numero articolo: CM0027863



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità diretto contro MAP4K3 umano (GLK/MEKKK3), validato per WB e ELISA. Rileva una banda di ~101 kDa; presenta reazione crociata con topo e ratto. Ideale per studi sulla segnalazione Hippo e da stress.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	MAP4K3 Rabbit pAb
Note/Alias	GLK; MEKKK3; MEKKK 3; MAPKKKK3; RAB8IPL1; MAP4K3
Specie	Umana
GeneID (Umana)	8491
GeneID	8491
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 755-894 di MAP4K3 umano (NP_003609.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reazione crociata	Umana, Topo, Ratto
SWISS	Q8IVH8
Peso proteico	101 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio