

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Map4K5 Per If/Icc, Elisa - Q9Y4K4

Numero articolo: CM0019637

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro MAP4K5 umano, validato per IF/ICC ed ELISA. Reagisce in modo incrociato con topo e ratto. La chinasi bersaglio funziona nella risposta allo stress a monte della via JNK. Ideale per la ricerca sui segnali cellulari.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	MAP4K5 Rabbit pAb
Note/Alias	KHS; GCKR; KHS1; MAPKKKK5; MAP4K5
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	11183
ID Gene	11183
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 300-480 di MAP4K5 umano (NP_006566.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q9Y4K4
Peso Proteico	95kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio