


Anti-Mapk11 (P38B/Sapk2B) Coniglio Anticorpo Policlonale Per Wb, If/Icc, Elisa - Q15759

Numero articolo: CM0028483



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro MAPK11 (p38 β /SAPK2b), validato per Western blot, IF/ICC ed ELISA. Reagisce con umano, topo e ratto. Adatto per la ricerca sulla segnalazione delle chinasi MAP.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	MAPK11 Rabbit pAb
Note/Alias	P38B; SAPK2; p38-2; PRKM11; SAPK2B; p38Beta; P38BETA2; MAPK11
Specie	Umano
GeneID (Umano)	5600
GeneID	5600
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 264-364 di MAPK11 umano (NP_002742.3)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q15759
Peso Proteico	41kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio