

Anticorpo Policlonale Anti-Mapk13 Per Wb, Elisa - 015264

Numero articolo: CM0019739



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che bersaglia MAPK13 (p38delta, SAPK4) umano. Convalidato per Western blot (WB) e ELISA, con reattività crociata in tessuti umani, di topo e ratto. Ideale per lo studio della segnalazione delle chinasi attivate dallo stress e della regolazione della trascrizione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	MAPK13 Rabbit pAb
Annotazioni/Alias	SAPK4; PRKM13; MAPK 13; MAPK-13; p38delta; MAPK13
Specie	Umana
ID Gene	5603
Immunogeno	Peptide sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 300-400 di MAPK13 umano (015264).
Provenienza	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	015264
Peso proteico	42kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio