


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Mapk13 Per Wb E Elisa - O15264

Numero articolo: CM0029292



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che bersaglia la MAPK13 (p38δ) umana, adatto per WB e ELISA. Validato per campioni umani, di topo e ratto. Ideale per lo studio della segnalazione delle MAP chinasi, delle risposte allo stress e della differenziazione cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	MAPK13 Rabbit pAb
Note/Alias	SAPK4; PRKM13; MAPK 13; MAPK-13; p38delta; MAPK13
Specie	Umana
ID gene	5603
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-365 della MAPK13 umana (NP_002745.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	O15264
Peso proteico	42kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio