


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Mapk1/Mapk3 Per Wb, If/Icc, Elisa - P28482 / P27361

Numero articolo: CM0021330



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità contro MAPK1 (ERK2) e MAPK3 (ERK1), adatto per Western blot, IF/ICC ed ELISA in campioni umani, murini e di ratto. Ideale per la ricerca sulla via di segnalazione MAPK/ERK.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	MAPK1/MAPK3 pAb di coniglio
Specie	Umano
GeneID (umano)	5594/5595
GeneID	5594/5595
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 200-300 di MAPK1/MAPK3 umano (NP_620407.1/NP_002737.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo, ratto
SWISS	P28482/P27361
Peso della proteina	36kDa/38kDa/40kDa/41kDa/43kDa
Spedizione	Sacchetto refrigerante