


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Mapk1/Mapk3 Per Wb, Ihc-P, Elisa - P28482 / P27361

Numero articolo: CM0021811



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro MAPK1/MAPK3 umano (ERK1/2). Validato per WB, IHC-P, ELISA. Reagisce con antigeni umani, murini e di ratto. Ideale per studi sulla trasduzione del segnale e lo sviluppo diagnostico.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	pAb di coniglio MAPK1/MAPK3
Note/alias	MAPK1/MAPK3
Specie	Uomo
GenelD (umano)	5594/5595
GenelD	5594/5595
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 200-300 di MAPK1/MAPK3 umano (ERK1/2) (P27361/P28482)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo, ratto
SWISS	P28482/P27361
Peso della proteina	36kDa/41kDa/38kDa/40kDa/43kDa
Spedizione	Con borsa refrigerante