


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Mapk6 Per Wb, If/Icc, Elisa - Q16659

Numero articolo: CM0015239



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro MAPK6 umano (ERK3), adatto per WB, IF/ICC, ELISA. Reagisce anche con le proteine di topo e ratto. Targetizza una MAP chinasi atipica coinvolta nella fosforilazione di MAP2 e nella progressione del ciclo cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	MAPK6 Rabbit pAb
Note/alias	ERK3; PRKM6; p97MAPK; HsT17250; MAPK6
Specie	Umano
ID genico (umano)	5597
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 372-721 di MAPK6 umano (NP_002739.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo, ratto
SWISS	Q16659
Peso della proteina	83 kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio