

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Mapk8 Per Wb, Elisa - P45983

Numero articolo: CM0022094



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità contro MAPK8/JNK1 umano, validato in WB ed ELISA, con reattività crociata verso topo e ratto. Adatto per lo studio della segnalazione delle chinasi attivate dallo stress e della regolazione di AP-1.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	MAPK8 Rabbit pAb
Note/Alias	JNK; JNK1; PRKM8; SAPK1; JNK-46; JNK1A2; SAPK1c; JNK21B1/2
Specie	Umano
GeneID (umano)	5599
GeneID	5599
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 1-100 di MAPK8 umano (NP_620637.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Topo, ratto
SWISS	P45983
Peso della proteina	48kDa
Spedizione	Borsa refrigerante