


Anticorpo Policlonale Anti-Mapkap1 Di Coniglio Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Bpz7

Numero articolo: CM0026301



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro MAPKAP1 (SIN1), che riconosce la subunità mTORC2 umana, murina e del ratto. Validato per WB, IHC-P, ELISA, rileva una banda di ~59 kDa. Ideale per ricerche sulla segnalazione mTOR e sul cancro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	MAPKAP1 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	MIP1; SIN1; JC310; SIN1b; SIN1g; MAPKAP1
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	79109
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 360-522 di MAPKAP1 (NP_001006618.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività incrociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	Q9BPZ7
Peso proteico	59kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio