

Anticorpo Monoclonale Anti-Mapkapk-2/Mk2 Per Wb, Elisa - P49137

Numero articolo: CM0007317



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio che bersaglia la proteina MAPKAPK-2/MK2 umana. Adatto per Western blot e ELISA; rileva MAPKAPK-2/MK2 di origine umana, murina e ratto. Ideale per studi sulla segnalazione da stress, regolazione delle citochine e danno al DNA.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	MAPKAPK-2/MK2 Rabbit mAb
Annotazioni/Alias	MK2; MK-2; MAPKAP-K2; MAPKAPK-2/MK2
Specie	Umana
GeneID	9261
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 300-400 della MAPKAPK-2/MK2 umana (NP_116584.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpo monoclonale
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P49137
Peso proteico	46kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio