

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Mapkapk-2/Mk2 Per Wb Ed Elisa - P49137

Numero articolo: CM0014470



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro MAPKAPK-2/MK2 umano (P49137). Validato per WB ed ELISA con reattività crociata verso il ratto. Ideale per la ricerca sulla segnalazione dello stress, regolazione delle citochine e danno al DNA.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	MAPKAPK-2/MK2 Rabbit pAb
Note/Alias	MK2; MK-2; MAPKAP-K2; MAPKAPK-2/MK2
Specie	Umano
GeneID (Umano)	9261
GeneID	9261
Immunogeno	Peptide sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 300-400 di MAPKAPK-2/MK2 umano (NP_116584.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Ratto
SWISS	P49137
Peso Proteico	46kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio