

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Mapkbp1 Per Wb Ed Elisa - O60336

Numero articolo: CM0019865

introduzione

Validato per Western blot ed ELISA, questo anticorpo rileva MAPKBP1 (JNKBP1) in campioni umani, murini e di ratto, supportando gli studi sulla segnalazione NOD2 e JNK.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	MAPKBP1 Rabbit pAb
Note/Alias	JNKBP1; NPHP20; JNKBP-1; MAPKBP1
Specie	Umano
GeneID	23005
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 1-100 di MAPKBP1 umano (NP_001122080.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo, ratto
SWISS	O60336
Peso della proteina	164 kDa
Spedizione	Sacchetto refrigerante