

Anticorpo Policlonale Anti-Mapt Per Wb, If/Icc, Elisa - P10637

Numero articolo: CM0024668



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro MAPT/Tau (SWISS: P10637), validato per WB, IF/ICC ed ELISA. Reagisce in modo crociato con gli isoformi tau umani, di topo e di ratto. Adatto per studi di neurodegenerazione e biologia dei microtubuli.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifica
Nome Prodotto	MAPT Rabbit pAb
Note/Alias	Tau; Mtapt; PHF-tau; MAPT
Specie	Topo
Gene ID (Umano)	4137
Gene ID	17762
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 3-214 di MAPT di topo (NP_034968.3)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P10637
Peso Proteico	35-38 kDa/44 kDa/76 kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio