


Anticorpo Policlonale Anti-March8 Per Wb Ed Elisa - Q5T0T0

Numero articolo: CM0014418



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro MARCH8 umano (ligasi E3 ubiquitina-proteina MARCHF8), validato per WB ed ELISA con reattività crociata verso topo e ratto. Ideale per la ricerca sull'immunità innata e adattativa.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	MARCH8 Rabbit pAb
Note/alias	MIR; CMIR; c-MIR; MARCH8; RNF178; MARCH-VIII
Specie	Umano
ID del gene (umano)	220972
ID del gene	220972
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 232-291 di MARCH8 umano (NP_659458.2)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Topo, ratto
SWISS	Q5T0T0
Peso della proteina	33kDa
Spedizione	Borsa refrigerante