

Anticorpo Policlonale Anti-March9 Per Wb, Elisa - Q86Yj5

Numero articolo: CM0014075

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità rivolto a MARCH9 umano (MARCHF9, RNF179, MARCH-IX), una E3 ubiquitina ligasi che regola l'endocitosi e la degradazione lisosomiale dei recettori immunitari. Adatto per WB e ELISA.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	MARCH9 Rabbit pAb
Annotazioni/Alias	MARCH9; RNF179; MARCH-IX
Specie	Uomo
ID gene (Uomo)	92979
ID gene	92979
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 277-346 di MARCH9 umano (NP_612405.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo
SWISS	Q86YJ5
Peso proteico	38kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio