

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Marcks Per Wb, If/Icc, Elisa - P29966

Numero articolo: CM0015739

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro MARCKS umano, applicabile a western blot, immunofluorescenza ed ELISA. Reagisce crociatamente con topo e ratto. Ideale per lo studio delle dinamiche del citoscheletro di actina, della motilità cellulare e delle vie di trasduzione del segnale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	MARCKS Rabbit pAb
Note/alias	MACS; 80K-L; PKCSL; PRKCSL; MARCKS
Specie	Umano
GeneID (umano)	4082
GeneID	4082
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 1-100 di MARCKS umano (NP_002347.5).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo, ratto
SWISS	P29966
Peso della proteina	32 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante