

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Marcksl1 Per Wb Ed Elisa - P49006

Numero articolo: CM0023724

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro la proteina umana MARCKSL1 (MARCKS-like protein 1), validato per WB ed ELISA. Reagisce in modo crociato con topo e ratto. Adatto per studi sul citoscheletro di actina e sulla migrazione cellulare. 19 kDa.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	MARCKSL1 Rabbit pAb
Note/Alias	MARCKSL1; F52; MACMARCKS; MLP; MLP1; MRP; MARCKS like 1
Specie	Umano
Gene ID	65108
Immunogeno	Peptide sintetico - Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 95-195 della proteina umana MARCKSL1 (NP_075385.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P49006
Peso Proteico	19kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio