

Anticorpo Policlonale Anti-Marco Per Wb, If-P, Elisa - Q9Uew3

Numero articolo: CM0015077

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro MARCO umano (recettore scavenger A6/SCARA2) per Western blot, immunofluorescenza e ELISA. Reagisce in modo crociato con uomo, topo e ratto. Ideale per la ricerca sull'immunità innata e sui macrofagi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	MARCO Rabbit pAb
Note/Alias	SR-A6; SCARA2; MARCO
Specie	Uomo
ID gene (Uomo)	8685
ID gene	8685
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 421-520 di MARCO umano (NP_006761.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q9UEW3
Peso proteico	53kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio