

Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Mark2 Per Wb Ed Elisa - Q7Kzi7

Numero articolo: CM0008334



introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio ad alta specificità per MARK2 (EMK1/PAR-1) validato per WB ed ELISA, cross-reattivo con umano, topo e ratto. Ideale per lo studio della polarità cellulare, della dinamica dei microtubuli e della neurobiologia.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	MARK2 Coniglio mAb
Osservazioni/Alias	EMK1; EMK-1; PAR-1; Par1b; Par-1b; MARK2
Specie	Umano
Gene ID	2011
Immunogeno	Peptide Sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 689-788 del MARK2 umano (Q7KZI7)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Cross Reattività	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q7KZI7
Peso Proteico	88kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio