

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Mark2 Per Wb, If/Icc, Elisa - Q7Kzi7

Numero articolo: CM0021910



introduzione

pAb di coniglio anti-MARK2 validato per WB, IF/ICC, ELISA con reattività crociata verso uomo, topo e ratto. Ideale per la ricerca sulla polarità cellulare, sulla dinamica dei microtubuli e sulla migrazione neuronale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	pAb di coniglio anti-MARK2
Note/alias	EMK1; EMK-1; PAR-1; Par1b; Par-1b; MARK2
Specie	Uomo
GeneID (uomo)	2011
GeneID	2011
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 350-455 di MARK2 umano (Q7KZI7).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo, ratto
SWISS	Q7KZI7
Peso della proteina	88 kDa
Spedizione	Contenitore refrigerante con ghiaccio