

## Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Mark3 Per Wb, Ihc-P, Elisa - P27448

Numero articolo: CM0019155



### introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro la chinasi MARK3 umana, adatto per WB, IHC-P ed ELISA. Reagisce anche con topo e ratto. MARK3 fosforila le proteine associate ai microtubuli e regola la segnalazione Hippo e la progressione del ciclo cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro           | Valore                                                                                                             |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome del prodotto   | MARK3 Rabbit pAb                                                                                                   |
| Note/alias          | KP78; VIPB; CTAK1; PAR1A; Par-1a; MARK3                                                                            |
| Specie              | Umano                                                                                                              |
| ID del gene (umano) | 4140                                                                                                               |
| ID del gene         | 4140                                                                                                               |
| Immunogeno          | Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 1-100 di MARK3 umano (NP_001122390.2) |
| Origine             | Coniglio                                                                                                           |
| Categoria           | Anticorpi policlonali                                                                                              |
| Applicazione        | WB, IHC-P, ELISA                                                                                                   |
| Reattività crociata | Umano, topo, ratto                                                                                                 |
| SWISS               | P27448                                                                                                             |
| Peso della proteina | 84kDa                                                                                                              |
| Spedizione          | Sacchetto di ghiaccio                                                                                              |