


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Mars Per Wb, Ihc-P, Elisa - P56192

Numero articolo: CM0027328



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità contro la MARS umana (metionina-tRNA ligasi), validato per WB, IHC-P e ELISA. Rileva la MARS umana e di ratto, ideale per la ricerca sulla sintesi proteica e le malattie neurologiche.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	MARS Rabbit pAb
Note/Alias	MRS; ILLD; MARS; TTD9; CMT2U; ILF52; METRS; MTRNS; SPG70
Specie	Umana
ID gene (Umano)	4141
ID gene	4141
Immunogeno	Proteina ricombinante/proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-270 della MARS umana (NP_004981.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività incrociata	Umana, Ratto
SWISS	P56192
Peso proteico	101kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio