

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Marveld1 Per Wb, Elisa - Q9Bsk0

Numero articolo: CM0019342

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro MARVELD1 umano (ID Gene: 83742) per applicazioni WB ed ELISA. Validato su umano, topo e ratto. Utile per lo studio della regolazione del ciclo cellulare e dei meccanismi di soppressione tumorale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	MARVELD1 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	GB14; MARVD1; MRVLDC1; bA548K23.8; MARVELD1
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	83742
ID Gene	83742
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 1-50 di MARVELD1 umano (NP_113672.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q9BSK0
Peso proteico	19kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio