


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Marveld2 (Tricellulina) Per Wb, Elisa - Q8N4S9

Numero articolo: CM0012924



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che riconosce MARVELD2 (tricellulina) umana, validato per WB e ELISA. Reagisce con campioni di uomo, topo e ratto. Ideale per ricerche sulle giunzioni tight e sulla sordità.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	MARVELD2 Rabbit pAb
Annotazioni/Altri nomi	Tric; DFNB49; MARVD2; MRVLDC2; MARVELD2
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	153562
GeneID	153562
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-195 di MARVELD2 umana (NP_001033692.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q8N4S9
Peso proteico	64kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio