

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Mas1L Per Wb, Elisa - P35410

Numero articolo: CM0013969

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che bersaglia MAS1L umano (MRG, MAS1-like), validato per WB e ELISA. Ideale per studi su recettori di membrana e ricerca su recettori accoppiati a proteine G.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	MAS1L Rabbit pAb
Note/Alias	MRG; MAS-L; dJ994E9.2; MAS1L
Specie	Umana
GeneID (Uomo)	116511
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-70 di MAS1L umano (NP_443199.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività incrociata	Umana
SWISS	P35410
Peso proteico	42 kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio