

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Masp1 Per Wb, Elisa - P48740

Numero articolo: CM0028079



introduzione

CamelBio fornisce l'anticorpo policlonale di coniglio anti-MASP1 (UniProt P48740) validato per WB e ELISA in campioni di origine umana, murina e ratto. Bersaglia la serina proteasi 1 legante il mannan, un iniziatore chiave delle vie di complemento lectinica e alternativa, ideale per la ricerca sull'immunità innata e lo sviluppo di diagnostiche.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	MASP1 Rabbit pAb
Annotazioni/Alias	3MC1; MAP1; MASP; RaRF; CRARF; MAP-1; MASP3; Map44; PRSS5; CRARF1; MASP-3; MASP1
Specie	Uomo
GenelD (Uomo)	5648
GenelD	5648
Immunogeno	Peptide sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 20-300 di MASP1 umano (NP_001870.3).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P48740
Peso proteico	79kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio