

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Chimasi Dei Mastociti (Cma1) Per Wb, Ihc-P, Elisa - P23946

Numero articolo: CM0002855



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio di alta qualità contro la Chimasi dei Mastociti (CMA1) umana. Ideale per WB, IHC-P, ELISA. Reagisce in modo crociato con topo e ratto. Validato per studi sulla proteasi chimasi nella biologia dei mastociti.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Anticorpo monoclonale di coniglio anti-Chimasi dei Mastociti (CMA1)
Note/Alias	CYH; MCT1; chimasi; Chimasi dei Mastociti (CMA1)
Specie	Umano
GenelD (umano)	1215
GenelD	1215
Immunogeno	Peptide Sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 148-247 della Chimasi dei Mastociti (CMA1) umana (CMA1) (P23946).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P23946
Peso Proteico	27kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio