


Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Mast Cell Tryptase (Tpsb2) Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q15661

Numero articolo: CM0002881



introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio che targeting la Mast Cell Tryptase (TPSB2/TPSAB1). Validato per WB, IHC-P, ELISA con reattività crociata verso umano, topo, ratto. Ideale per la biologia delle cellule mastocitarie e la ricerca sull'immunità innata.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Descrizione
Nome Prodotto	Mast Cell Tryptase (TPSB2) Coniglio mAb
Note/Alias	TPS1; TPS2; TPSB1; TPSB2; Tryptase-2; Mast Cell Tryptase (TPSB2)
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	7177
Gene ID	64499
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 30-275 della Mast Cell Tryptase umana (TPSB2) (P20231)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q15661
Peso Proteico	31kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio