

Anticorpo Policlonale Anti-Mat2A Per Wb, Elisa - P31153

Numero articolo: CM0029885



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio MAT2A validato per WB ed ELISA. Reagisce con umano, topo, ratto. Mira alla S-adenosilmetionina sintetasi isoforma tipo-2, un enzima chiave nel metabolismo a un carbonio. Ideale per la ricerca sulle vie di metilazione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	MAT2A Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	MATA2; MATII; SAMS2; MAT2A
Specie	Umano
GeneID	4144
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente gli amminoacidi 1-395 di MAT2A umana (NP_005902.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività incrociata	Umano, topo, ratto
SWISS	P31153
Peso proteico	44kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio