

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Mat2A Per Wb, Elisa - P31153

Numero articolo: CM0003556



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro MAT2A umano, validato per WB e ELISA. Reagisce con essere umano, topo e ratto. Bersaglia l'isoforma tipo-2 della S-adenosilmetionina sintasi, chiave nel metabolismo a un carbonio.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	MAT2A Rabbit mAb
Note / Alias	MATA2; MATI1; SAMS2; MAT2A
Specie	Umana
GeneID (Uomo)	4144
GeneID	4144
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 1-100 di MAT2A umano (P31153).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P31153
Peso proteico	44 kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio