


## Anticorpo Policlonale Anti-Matk Di Coniglio Per Wb, Ihc-P, Elisa - P42679

Numero articolo: CM0029270



### introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-MATK di alta qualità per WB, IHC-P ed ELISA. Reagisce con MATK umano, murino e ratto. Ideale per studi sulla trasduzione del segnale ematopoietico e sulla regolazione delle chinasi.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro           | Valore                                                                                                                       |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome del prodotto   | MATK Rabbit pAb                                                                                                              |
| Osservazioni/Alias  | CHK; CTK; HYL; Lsk; HYLTK; HHYLTK; MATK                                                                                      |
| Specie              | Umano                                                                                                                        |
| Gene ID (Umano)     | 4145                                                                                                                         |
| Immunogeno          | Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 352-466 di MATK umano (NP_647611.1) |
| Fonte               | Coniglio                                                                                                                     |
| Categoria           | Anticorpi policlonali                                                                                                        |
| Applicazione        | WB, IHC-P, ELISA                                                                                                             |
| Reattività crociata | Umano, Mouse, Ratto                                                                                                          |
| SWISS               | P42679                                                                                                                       |
| Peso proteico       | 56kDa                                                                                                                        |
| Spedizione          | Borsa del ghiaccio                                                                                                           |