

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Matn3 Per Wb, Elisa - O15232

Numero articolo: CM0027276

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità mirato a MATN3 umano, validato per WB ed ELISA, con reattività crociata verso topo e ratto. Ideale per la ricerca sulla matrice extracellulare della cartilagine.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	MATN3 Rabbit pAb
Note/Alias	HOA; OS2; EDM5; DIPOA; OADIP; SEMDBCD; MATN3
Specie	Umano
ID Gene	4148
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 277-486 di MATN3 umano (NP_002372.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Topo, Ratto
SWISS	O15232
Peso Proteico	53kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio