

## Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Matrilin-2 (Matn2) Per Wb Ed Elisa - O00339

Numero articolo: CM0021006

### introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro la Matrilin-2 umana (MATN2), validato per Western blot (WB) ed ELISA. Rileva una proteina di 107 kDa; presenta reattività crociata con uomo e ratto. Ideale per la ricerca sull'assemblaggio della matrice extracellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro           | Valore                                                                                                                                                |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome del prodotto   | MATN2 pAb di coniglio                                                                                                                                 |
| Note/Alias          | MATN2                                                                                                                                                 |
| Specie              | Uomo                                                                                                                                                  |
| GeneID (uomo)       | 4147                                                                                                                                                  |
| GeneID              | 4147                                                                                                                                                  |
| Immunogeno          | Peptide sintetico: peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra l'amminoacido 800 e il C-terminale della MATN2 umana (NP_001304677.1) |
| Origine             | Coniglio                                                                                                                                              |
| Categoria           | Anticorpi policlonali                                                                                                                                 |
| Applicazione        | WB, ELISA                                                                                                                                             |
| Reattività crociata | Uomo, ratto                                                                                                                                           |
| SWISS               | O00339                                                                                                                                                |
| Peso della proteina | 107 kDa                                                                                                                                               |
| Spedizione          | Borsa refrigerante                                                                                                                                    |