

Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Matrin 3 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P43243

Numero articolo: CM0002302

introduzione

Questo anticorpo monoclonale coniglio anti-Matrin 3 rileva specificamente la Matrin 3 umana (P43243) e presenta reattività crociata con topo e ratto. Adatto per WB, IHC-P, IF/ICC ed ELISA, dimensione del bersaglio ~95 kDa.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Matrin 3 Coniglio mAb
Note/Alias	MPD2; ALS21; VCPDM; Matrin 3
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	9782
Gene ID	9782
Immunogeno	Peptide Sintetico: Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli aminoacidi 700-800 della Matrin 3 umana (P43243).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P43243
Peso Proteico	95kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio