

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Matrin 3 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P43243

Numero articolo: CM0028922

introduzione

Anticorpo policlonale coniglio Matrin 3 (P43243) validato per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA nell'uomo, topo, ratto. Ideale per lo studio della matrice nucleare, trascrizione, legame all'RNA e segnalazione dell'immunità innata.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Matrin 3 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	MPD2; ALS21; VCPDM; Matrin 3
Specie	Umano
GenelD (Umano)	9782
GenelD	9782
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 747-847 della Matrin 3 umana (NP_001181884.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P43243
Peso proteico	95kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio