

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Matrix Metalloproteinase-11 (Mmp11/Stromelysin-3) Per Wb, Elisa - P24347

Numero articolo: CM0002042

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio ricombinante contro MMP11 umana, validato per WB ed ELISA. Rileva MMP11 in campioni umani, di topo e di ratto. Adatto per la ricerca sul cancro e la biologia stromale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	mAb di coniglio anti-MMP11
Note/Alias	ST3; SL-3; STMY3; MMP11
Specie	Umano
GeneID (Umano)	4320
GeneID	4320
Immunogeno	Peptide Sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 389-488 di MMP11 umana (P24347).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P24347
Peso Proteico	55kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio