


Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Mbd2 Per Wb, Elisa - Q9Ubb5

Numero articolo: CM0008108



introduzione

L'anticorpo monoclonale coniglio Anti-MBD2 rileva MBD2 umana e murina tramite WB ed ELISA. Ideale per la ricerca sulla metilazione del DNA, sul rimodellamento della cromatina e sul silenziamento genico nel cancro e nell'epigenetica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	MBD2 Coniglio mAb
Osservazioni/Alias	DMTase; NY-CO-41; MBD2
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	8932
ID Gene	8932
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 100-200 di MBD2 umana (Q9UBB5)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Topo
SWISS	Q9UBB5
Peso Proteico	43kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio