

Anticorpo Monoclonale Anti-Mbd3 Per Wb, Ihc-P, Elisa - 095983

Numero articolo: CM0006208



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio di alta qualità contro MBD3 umano. Validato per Western blot, IHC-P ed ELISA. Riconosce MBD3 umano, murino e ratto. Adatto per studi sul rimodellamento della cromatina e sul silencing genico.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	MBD3 Coniglio mAb
Note/Alias	MBD3; proteina dominante di legame al metil-CpG 3
Specie	Umano
GeneID (Umano)	53615
GeneID	53615
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente agli aminoacidi 1-100 di MBD3 umano (095983)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	095983
Peso Proteico	33kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio