

Anticorpo Policlonale Anti-Mbd3 Di Coniglio Per Wb, Elisa - 095983

Numero articolo: CM0022246



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro MBD3 umano, un componente del complesso NuRD che rimodella la cromatina e reprime la trascrizione. Adatto per WB ed ELISA, reagisce incrociato con il topo. Peso molecolare previsto 33 kDa.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	MBD3 Rabbit pAb
Note/Alias	MBD3
Specie	Umano
GeneID (Umano)	53615
GeneID	53615
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-255 di MBD3 umano (NP_001268383.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse
SWISS	095983
Peso proteico	33kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio