

Anticorpo Policlonale Anti-Mbl2 Per Wb, Ihc-P, Elisa - P11226

Numero articolo: CM0025177



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro MBL2 umano (lectina legante il mannosio), validato per WB, IHC-P ed ELISA. Reagisce in modo incrociato con il topo. Ideale per lo studio della via lectinica del complemento nella ricerca sull'immunità innata. - P11226

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	MBL2 Rabbit pAb
Note/Alias	MBL; MBP; MBP1; MBPD; MBL2D; MBP-C; COLEC1; HSMBPC; MBL2
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	4153
ID Gene	4153
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 21-248 di MBL2 umano (NP_000233.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo
SWISS	P11226
Peso Proteico	26kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio