

Anticorpo Policlonale Anti-Mbnl1 Per Wb E Elisa - Q9Nr56

Numero articolo: CM0026895



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro MBNL1 umano, validato per WB e ELISA. Reagisce in modo crociato con topo e ratto. Utile per lo studio della regolazione dello splicing alternativo nella biologia muscolare e cardiaca.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	MBNL1 Rabbit pAb
Annotazioni/Alias	EXP; MBNL
Specie	Umana
ID gene (Uomo)	4154
ID gene	4154
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 280-380 di MBNL1 umano (NP_997176.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Topo, Ratto
SWISS	Q9NR56
Peso proteico	42 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio