

Anti-Mbnl1 Coniglio Anticorpo Monoclonale Per Wb, If/Icc, Elisa - Q9Nr56

Numero articolo: CM0004273



introduzione

Anticorpo Monoclonale Coniglio MBNL1 di alta qualità convalidato per applicazioni WB, IF/ICC, ELISA con specificità umana. Ideale per la ricerca sulla regolazione dello splicing alternativo mediata dalla proteina muscleblind-like 1, inclusa la pre-mRNA della troponina-T cardiaca e del recettore dell'insulina.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	MBNL1 Coniglio mAb
Osservazioni/Alias	EXP; MBNL; MBNL1
Specie	Umano
Gene ID	4154
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli aminoacidi 289-388 dell'MBNL1 umano (Q9NR56).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpo Monoclonale
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Crociata	Umano
SWISS	Q9NR56
Peso Proteico	42kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio